

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

USER'S MANUAL



KRŪTINĖS - JUOSMENS ĮTVARAS KR 0-21 (V/M)

THORACO - LUMBO-SACRAL ORTHOSIS KR 0-21 (M/W)

Rekomenduojamas, po šonkaulių lūžių; reabilitacijos laikotarpiu po kai kurių torakalinių ir kardiochirurginių operacijų. Galima dėvėti po pilvo sienelės išvaržos operacijos, Bechterevo ligos atveju.

Recommended in the treatment of fractures and for use after some thoracic operations.



Sudėtis: 52 % poliamidas, 22 % medvilnė, 16 % guma, 10 % poliesteris.

Composition: 52 % polyamide, 22 % cotton, 16 % rubber, 10 % polyester.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen. Orthose should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XXS	XS	S	M	L
cm	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

Rekomendacijos:

Dėl įtvoro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Patariama nedėvėti gaminio ant nuogo kūno. Nedėvėkite įtvoro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16