

KELIO ĮTVARAS KA 3-3-1-2 / KNEE ORTHOSIS KA 3-3-1-2

Rekomenduojamas: reabilitacijos laikotarpiu po kelio sąnario operacijos, kaulų lūžių, raiščių, sausgyslių, raumenų patempimo ar įplyšimo bei esant įvairiems vidiniams kelio sąnario ar menisko pažeidimams arba traumoms; bursitui. Įtvaras skirtas kelio sąnario šoniniam paslankumui riboti. Aliuminio lankstai tolygiai paskirsto kelio sąnariui tenkanti krūvį. Įtvaras pagamintas iš elastingo orui laidaus audinio, pasižyminčio šildomuoju poveikiu. Mažina skausmą.

Recommended: during the rehabilitation period after knee surgery, fractures, ligaments, tendons, muscle sprains or tears, and in case of various internal injuries or injuries of the knee or meniscus; bursitis. The orthosis is designed to limit the lateral mobility of the knee joint. Aluminum hinges distribute the load on the knee joint evenly. The orthosis is made of elastic air-permeable fabric with a warming effect. Reduces pain.



Sudėtis: 75% elastinis poliuretanas, 12.5% poliamidas, 12.5% viskozė.

Composition: 75% elastic polyurethane, 12.5% polyamide, 12.5% viscose.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	S	M	L	XL	XXL
cm	33-36	36-40	40-44	44-46	46-50

Dėvėjimas.

1. Įtvarą užsimaukite taip, kad kiaurymė apimtų kelio girnelę.
2. Užsekite apimtį reguliuojančias juosteles.
3. Užsekite sutvirtinančias juostas.

Directions for use:

1. Place the orthosis on knee joint position where the split with the pad fix the kneecap.
2. Fasten the size-adjusting strips.
3. Fasten the reinforcing straps.

Rekomendacijos: Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations: Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra / Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje, išėmus lankstus. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to hand-wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Be careful to take out all hard details/parts before washing. If the product is fitted with velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.



Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Informacijos parengimo data 2020-07-01