

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

USER'S MANUAL



JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS KR 0-26 / LUMBOSACRAL ORTHOSIS KR 0-26

Tvirtai fiksuoja juosmeninę stuburo dalį. Riboja judestus. Su standžiais modeliuojamaisiais fiksatoriais ir papildomu reguliuojamu užsegimiu.

Rekomenduojamas: po traumų, operacijos; esant juosmens srities skausmams po radikulito, paūmėjus osteochondrozei.

Provides a strong degree of fixation of the lumbosacral spine. Limits the sharp movements. With metal modeled stiffening ribs and additional adjustable straps.

Recommended wear: after traumas and operations; in case of pain in the lower back due to the pain, aggravation of osteochondrosis; to save the achieved a therapeutic effect in the course of manual therapy and medical gymnastics; for the prevention of complications in the treatment of diseases of the lumbar spine.



Sudėtis: 69 % poliesteris, 31 % guma.

Composition: 69 % polyester, 31 % rubber.

Dydis: Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje).

Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonų pojūčių.

Size: In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see Table below). Orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



Dydis / Size	XS	S	M	L	XL	XXL	ūgis/ height
a+b/2, cm	<70	70-85	85-97	97-105	105-115	>115	>165

Rekomendacijos: dėl gaminio dévėjimo tikslumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju, ypač šiais atvejais: esant odos pažeidimams atitinkamoje kūno vietoje, kraujotakos sutrikimams, širdies nepankamumui. Prieš juosiantis įtvarą, nepatariama tepti juosmens srities tepalais, losjonais ar kitais riebiais preparatais. Nedévėkite įtvaro, jeigu atsirado alerginių odos pakitimų ar kitų nemalonų pojūčių.

Recommendations: consult your therapist on the expedience and duration of wearing the product, especially in cases of skin damages in the respective area of the body, bloodstream disorders, heart deficiency. The waist area shall not be covered with oil, lotions or other greasy preparations before putting on the orthosis. Do not wear the orthosis in case of any allergic skin changes or other unpleasant sensations.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenye. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą jdékite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulés spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įspareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiamą jo konstrukciją.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir tikimės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.



Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt, www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-11-20