

PETIES ĮTVARAS AP 2 / SHOULDER ORTHOSIS AP 2

Rekomenduojamas, esant žastikaulio išnirimams, kaklelio lūžiams, peties sąnario sumušimui ar uždegimui; rankos imobilizavimui po operacijos.

Recommended for the treatment of tendon and ligament strains, bruising and inflammation of the shoulder joint. The rehabilitation period after surgery.



Sudėtis: 74% poliamidas, 26% elastingis poliuretanas.

Composition: 74% polyamide, 26% elastic polyurethane.

Dydis: universalus.

Size: universal.

Rekomendacijos:

Dėl gaminio naudojimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama valyti sudrėkinta šluoste. Esant reikalui išėmus poroloną, užvalkalą galima skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudoti skalbinių minkštiklių. Skalbiant skalbimo mašina, gaminį įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to clean with damp cloth. If it necessary, after removing foam, the cloth can be washed by hand or in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16