

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

USER'S MANUAL



KAKLO ĮTVARAS KR 0-16 / CERVICAL ORTHOSIS KR 0-16

Rekomenduojamas kaklo srities stuburo traumoms – slankstelių lūžiams, išnirimui, raumenų bei sausgyslių patempimui, sumušimui, nervų, raiščių, sausgyslių uždegimui, osteochondrozei; reabilitacijos laikotarpiu po kaklo srities operacijų; kaklui imobilizuoti, teikiant pirmąją medicinos pagalbą.

Recommended for spinal column and neck area traumas, such as broken vertebra, severe bruising, dislocation and muscle and tendon strains. It should be used as a first aid means of immobilization.



Sudėtis: 100% polietilenas.
Composition: 100% polythene.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see table below). Orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XS	S	M	L
cm	26-31	31-34	34-37	37-40

Rekomendacijos:

Dėl įtvoro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvoro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:

Vidinį gaminio paviršių rekomenduojama valyti spiritinėmis valymo priemonėmis; išorinį gaminio paviršių rekomenduojama valyti vandenyje sudrėkinta šluoste. Galima naudoti švelnias skalbimo priemones. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. Gaminį su lipniu užsegimu plaukite ir džiovinkite užsegta.

It is recommended to clean the product by alcohol means (inside) and water (outside). If necessary use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.



Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16