

## KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS KT 0-4-3 ANKLE-FOOT ORTHOSIS KT 0-4-3

Anatomiškai išformuotas įtvaras optimaliai apspaudžia ir lengvai sutvirtina čiurnos sąnarį. Silikoniniai pelotai stabilizuoja čiurnos sąnario raiščius, taip pat masažuoja minkštuosius audinius, dėl ko pagerėja kraujotaka ir sumažėja tinimas.

**Rekomenduojamas:** esant artrozės ir artrito sąlygotam tinimui, tendomiopatijoms, silpniems čiurnos raiščiams; čiurnos sąnario raiščių, sausgyslių, raumenų pažeidimui ir uždegimui; traumų prevencijai. Anatomically formed orthosis optimally compresses and slightly supports the tarsus joint. Silicone pellets stabilize the ligaments of tarsus joint.

**Recommended wear:** in cases of swelling caused by arthrosis and arthritis, tendinomyopathy, weak tarsus ligaments, damage and inflammation of the tarsus knee ligaments, tendons and muscles as well as for trauma prevention.

**Sudėtis:** 58 % poliamidas, 27.5 % guma, 7.5 % viskozė, 7 % elastanas.

**Composition:** 58 % polyamide, 27.5 % rubber, 7.5 % viscose, 7 % elastane.

**Dydis.** Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

**Size.** If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

**Rekomendacijos:** Dėl gaminio dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju, ypač šiais atvejais: esant odos pažeidimams, kraujotakos sutrikimams ar dideliems patinimams čiurnos sąnario srityje, sergant cukriniu diabetu. Nedėvėkite įtvaro, jeigu atsirado alerginių odos pakitimų ar kitų nemalonių pojūčių.

Prieš maunantis įtvarą, čiurnos srities nepatariama tepti tepalais, losjonais ar kitais riebiais preparatais. Naudokite užmautę – taip lengviau užsidėsite įtvarą bei jo nepažeisite.

Gaminį reguliariai skalbkite, kad išlaikytumėte mezginio kompresiją.

**Recommendations:** Consult your therapist on the expedience and duration of wearing the product, especially in cases of skin damages in the area of tarsus joint, bloodstream disorders or intensive swelling in the area of tarsus joint, diabetic foot and diabetes mellitus.

The area of tarsus shall not be covered with oil, lotions or other greasy preparations before putting on the orthosis. Do not wear the orthosis in case of any allergic skin changes or other unpleasant sensations.

### Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

**Garantija** suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminyje naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

**The warranty** is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

**Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.**

**Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.**

**Gamintojas:**

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt, www.ortopedija.lt

**Producer:**

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija  
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-01-10