

## KELIO ĮTVARAS KT 3-5-0 / KNEE ORTHOSIS KT 3-5-0

**Rekomenduojamas** kelio sąnariui fiksuoti; esant uždegimui, raiščių bei sausgyslių patempimui, hemartrozei, gonartrozei; teikiant pirmąją medicinos pagalbą; po kelio sąnario operacijų. Įtvaras pagamintas iš tvirto, orui laidaus audinio (tinklelio), su integruotais aliuminio tvirtikliais.

**Recommended** during the knee treatment of inflammation, strain of ligaments and tendons, hemarthrosis and gonarthrosis; to provide first aid; during recovery period after knee joint surgery. Orthosis made of rigid, breathable fabric with integrated fasteners aluminum.

**Sudėtis:** 100 % poliesteris.

**Composition:** 100% polyester.



**Dydis.** Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

**Size.** If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



Dydis/ Size	XS	S	M	L	XL
a, cm	38-43	44-48	49-53	54-58	59-63
b, cm	28-32	33-36	37-40	41-44	45-48

**Rekomendacijos:** dėl įtvairo dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Pagal poreikį, gaminį galima papildomai išformuoti ir pritaikyti pagal anatominę kojos formą.

**Recommendations:** Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. If it necessary, the product can be in addition disband and adapted to the anatomical shape of the leg.

### Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje švelniais skalbimo priemonėmis. Džiiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. Gaminį su lipniu užsegimu skalbkite ir džiiovinkite užsegta.

It is recommended to hand-wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed.

**Garantija** suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

**The warranty** is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

**Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.**

**Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.**

### Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

### Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija  
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16