

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



PETIES – ALKŪNĖS ĮTVARAS RL 2-2 SHOULDER - ELBOW ORTHOSIS RL 2-2

Rekomenduojamas rankai imobilizuoti po raiščių ar raumenų traumų, dilbio ar riešo kaulų lūžių; esant nervų, raumenų, sausgyslių bei peties sąnario uždegimui, paralyžiui; reabilitacijos laikotarpiu po operacijų, petikaulio išnirimo.

Recommended for immobilization of the arm after ligaments or injuries, tingling or muscle fractures; at nerve, muscle, tendon and shoulder joint inflammation, paralysis; during the rehabilitation period after operations, shoulder dislocation.

Sudėtis: 100 % poliesteris.

Composition: 100% polyester.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XXS	XS	S	M
cm	25-30	30-35	35-40	40-45

Gaminio uždėjimo instrukcija:

1) Uždėkite įtvarą ant sulenktos rankos. Apatine juosta apjuoskite juosmenį, o jos galą perverkite per kilpelę, esančią rankos laikiklio vidinėje pusėje, ir pritvirtinkite kibiu užsegimu prie juostos.

2) Viršutinę juostą perjuoskite nuo žasto įstrižai per nugarą ir apjuoskite sprandą. Laisvąjį galą perverkite per kilpelę rankos laikiklio viršuje ir kibiu užsegimu pritvirtinkite tokiame aukštyje, kad ranka būtų fiksuota reikiamoje padėtyje.

Abi juostas pagal poreikį galima sutrumpinti (nukirpti), prieš tai nuėmus kibų užsegimą.

Directions for use:

1) Place the support on the folded arm. Apply the lower band to the waist, and screw its end through the loop on the inside of the arm holder and secure it with a buckle to the tape.

2) Thread the upper band from the abdominal diagonal through the back and wrap the neck. Pull the free end through the loop at the top of the arm holder and secure the swath to the height so that the hand is locked in the required position.

Both bands can be shortened (cut off) according to need, after removing the buckles.

Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitisations.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TEHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2019-11-27