

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



ALKŪNĖS ĮTVARAS RT 3-5-4 / ELBOW ORTHOSIS RT 3-5-4

Anatomiškai išformuotas įtvaras lengvai sutvirtina alkūnės sąnarį. Silikoniniai pelotai padeda tolygiai paskirstyti krūvį į aplinkinius minkštuosius audinius. Įtvaras visada liks reikiamoje vietoje (nesmuks), kadangi šie pelotai atkartoja sąnario anatomiją ir fiksuoja įtvarą ant žastikaulio krumplių.

Rekomenduojamas: epikondilito atveju, esant artrozės/artrito sąlygotam tinimui, po traumų ir operacijų, traumų prevencijai.

Anatomically formed orthose slightly supports the elbow joint. Silicone pelletes help to equally distribute load on surrounding soft tissues. The orthose will always remain in the proper place (will not slip off) as these pelletes repeat the anatomy of joint and fix the orthose on humerus condyles.

Recommended wear: in cases of epicondylitis, swelling caused by arthrosis/arthritis, after traumas and surgeries as well as for trauma prevention.

Sudėtis: 58 % poliamidas, 27.5 % guma, 7.5 % viskozė, 7 % elastanas.

Composition: 58 % polyamide, 27.5 % rubber, 7.5 % viscose, 7 % elastane.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių (per mažas įtvaras sukelia kraujotakos sutrikimus).

Size. In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see Table below). Orthose should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

Rekomendacijos:

Dėl gaminio dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju, esant: odos vientisumo pažeidimams alkūnės sąnario srityje, kraujotakos sutrikimams žemiau alkūnės sąnario, dideliems patinimams dilbio ir žasto srityje.

Prieš maunantis įtvarą, nepatariama alkūnės sąnario srityje tepti tepalais, losjonais ar kitais riebiais preparatais. Nedėvėkite įtvaro, jeigu atsirado alerginių odos pakitimų ar kitų nemalonių pojūčių.

Gaminį reguliariai skalbkite, kad išlaikytumėte mezginio kompresiją.

Recommendations:

The therapist shall be consulted regarding the expedience and duration of wearing the product in case of: skin solidity damages in the area of elbow joint, bloodstream disorders below the elbow joint, intensive swelling in the forearm and brachium area.

The area of elbow joint shall not be covered with oil, lotions or other greasy preparations before putting on the support. Do not wear the support in case of any allergic skin changes or other unpleasant sensations.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminyje naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt, www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TEHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16