

## Naudojimo instrukcija

### Pooperacinis batas



Unikalus kodas (UDI-DI): 59017804DRQI3PN5

Pooperaciniai batai yra pagaminti iš kvėpuojančios medžiagos su atvirų pirštų konstrukcija, todėl nesukelia sunkumo užsidedant. Tvirtas kulno sutvirtinimas išlaiko pėdą tinkamoje padėtyje, suteikia puikią priekinės kojos dalies judesio kontrolę, kad gijimas po operacijos nebūtų sutrikdytas. 3 Velcro tvirtinimo diržai leidžia pritaikyti batą deformuotoms pėdoms arba su chirurginiais tvarsčiais. Velcro dirželiai palengvina užsidedimą, leidžia pasikoreguoti plotį pagal poreikį. Jis gali būti pritaikytas tiek dešinei, tiek kairei kojai.

#### Indikacijos:

- Priekinės kojos dalies operacija;
- Diabetinei pėdai;
- Po Hallux Valgus operacijos;
- Su venų sąstingiu pėdoje.

#### Kontraindikacijų nėra.

**Priežiūra:** Plauti rankomis šaltame vandenyje, naudoti švelnų muilą, nebalinti.

#### Sudėtis:

Viršus: 100% poliesteris

Padas: EVA

Pakuotės turinys: 1 vnt

#### Dydžiai:

S: vidpadžio ilgis – 23,5 cm/ batų dydis – 36-37

M: vidpadžio ilgis – 25,5 cm/ batų dydis – 38-39

L: vidpadžio ilgis – 27,5 cm/ batų dydis – 40-42

XL: vidpadžio ilgis – 30 cm/ batų dydis – 43-45