



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

# GAMINIŲ KATALOGAS



## TURINYS:

### KAKLO ĮTVARAI

KR 0-12-1.....4

### PETIES ĮTVARAI

RT 4-3-0.....5

### PETIES – ALKŪNĖS ĮTVARAI

RL 2-2.....6

RL 4.....7

### ALKŪNĖS ĮTVARAI

RT 3-5-4.....8

MEDI 644.....9

RT 3-5-1.....10

RT 3-5-2.....11

### PIRŠTO ĮTVARAI

RT 0-1-1.....12

### RIEŠO ĮTVARAI

RT 0-1-2.....13

RT 0-1-5.....13

RT 1-8-3.....14

### RIEŠO – PLAŠTAKOS ĮTVARAI

RT 1-8-6.....15

RT 1-8-2.....16

RT 1-8-4.....17

### KRŪTINĖS – JUOSMENS ĮTVARAI

KR 1-14-1.....18

KR 1-17.....19

### KAKLO – KRŪTINĖS ĮTVARAI

KR 1-6.....20

### JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAI

KR 0-17-6.....21

KR 0-18-2.....22

KR 0-17-3.....23

KR 0-20.....24

KR 0-23.....24

KR 0-26.....25

### KELIO ĮTVARAI

FIXALTO Patella.....26

KT 3-8-14.....27

MEDI 601.....28

SoftFIX® Genu.....29

KT 3-8-5.....30

KA 3-3-1-2.....31

KT 3-5-0.....32

### ČIURNOS/KULKŠNIES-PEDOS ĮTVARAI

SoftFIX® Malleo.....33

KT 0-4-1.....34

MEDI 501.....35

KT 0-2-2.....36

KT 0-2-1.....37

KT 0-2-0.....38

### KIRKŠNIES IŠVARŽOS TVARSTIS

BB 1-6.....39

### KLUBŲ ABDUKCINIŲ ĮTVARAI

FP 2.....40

### GAMINIAI MAMYTĖMS

KVP 6-6-1.....41

KVP 6-6.....42

Liemenėlės.....43

Kelnaitės.....43

### KITI GAMINIAI

Farmacell.....44

Profilaktinės kompresinės kojinės.....45-48

Medicininės kojinės.....49

Pėdoms.....50-55

Kompensacinė technika.....56-57

Prekės slaugai.....57

Mankštai ir masažui.....58-59

Šlepetės.....60

Avalynė.....61-62

BAUERFEIND įtvarai.....63

ĮTVARŲ STIPRUMO LYGIAI:

lengvas **X X X X**

vidutinis **X X X X**

stiprus **X X X X**

labai stiprus **X X X X**



Anatomiškai  
išformuotas



Su sidabro jonais –  
pasižymi  
antibakteriniu poveikiu



Ypač komfortiškas  
dėl didelio  
gijų skaičiaus



Laidus orui



Užmautė –  
patogesniam (čiurnos)  
įtvaro užsimovimui

# FIXALTO®





## KAKLO ĮTVARAS KR 0-12-1

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- kaklo srities osteochondrozė, sausgyslių, raumenų, nervų ligos;
- po kaklo srities stuburo traumų, raumenų, raiščių, sausgyslių patempimo, plyšimo, slankstelių pasislinkimo;
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- fiksuoja kaklo sritį;
- nukrauna pažeistus audinius;
- mažina skausmą;
- mažina krūvį.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš porolono, padengtas švelniu tekstiliniu audiniu;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti.



Dydis	XS*	S	M	L	XL	XXL
cm	30-32	32-34	34-37	37-41	41-44	44-47

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.

## PETIES ĮTVARAS RT 4-3-0

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- peties raiščių bei sausgyslių patempimas, sumušimas;
- uždegimas, peties nervinio rezginio ligos;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stabilizuoja ir šildo peties sąnarį;
- mažina krūvį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti.



PASTABA: matuojama striausia žasto vieta.



Dydis	XS*	S	M	L	XL	XXL*
cm	24–26	26–29	29–32	32–35	35–38	38–42

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.



Pagaminta Lietuvoje



ORTOPEDIJOS TECHNIKA



## PETIES – ALKŪNĖS ĮTVARAS RL 2-2 (rankos laikiklis)

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- pečių lanko kaulų, raiščių ir raumenų traumos;
- dilbio, riešo traumos;
- reabilitacijos laikotarpis;
- nervų, raumenų, sausgyslių bei peties sąnario uždegimai.

### Veikimo būdas:

- nukrauna krūvį alkūnės ir / ar peties sąnariui;
- mažina skausmą;
- palaiko alkūnės sąnarį 90 laipsnių kampu.

### Gaminio ypatumai:

- korėtas, orui laidus audinys;
- paminkštintos kibios juostelės apimtims reguliuoti.



6



Dydis	XXS	XS	S	M
cm	25–30	30–35	35–40	40–45

## PETIES – ALKŪNĖS ĮTVARAS RL 4 (rankos laikiklis)

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: stiprus **x x x x**

### Indikacijos:

- peties sąnario sumušimas ar patempimas;
- po artroskopinių operacijų;
- reabilitacijos laikotarpis;
- peties sąnario artritas;
- raktikaulio, žastikaulio proksimalinio galo lūžiai.

### Veikimo būdas:

- imobilizuoja peties ir / ar alkūnės sąnarį reikiamoje padėtyje;
- fiksuoja alkūnės sąnarį 90 laipsnių kampu;
- mažina skausmą;
- riboja peties sąnario veiklą.

### Gaminio ypatumai:

- minkštas tekstilinis audinys;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti.



Dydis	XXS	XS	S	M
cm	<30	30–35	35–40	>40





## ALKŪNĒS ĪTVARAS RT 3-5-4

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- alkūnės sąnario uždegimas (epikondilitas);
- alkūnės sąnario artrozė;
- rehabilitacijos laikotarpis;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- apspaudžia ir lengvai sutvirtina alkūnės sąnari;
- silikoniniai pelotai tolygiai paskirsto krūvį į aplinkinius audinius;
- mažina skausmą;
- sumažinta kompresija įtvaro galuose padeda išvengti kraujotakos sutrikimų;
- tinka ir dešinei, ir kairei rankai.

### Gaminio ypatumai:

- anatomiškai išmegztas gaminy, naudojant 3 D technologiją;
- megztas audinys elastingas ir laidus orui;
- medvilniniu audiniu izoliuoti silikoniniai pelotai.



8



laidus orui



12 cm

Spalvos	Dydys	XS*	S	M	L	XL	XXL
■ kūno	cm	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31
■ juoda							

Užsakant prašome teirautis dėl spalvos.

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminy negrąžinamas.



## ELASTINIS ALKŪNĒS ĪTVARAS MEDI 644

medi

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikācijas:

- lētinās alkūnēs sārario ligos.

### Veikimo būdas:

- lengvai apspaudžia alkūnēs sārari;
- mažina skausmā;
- tinka ir dešinei, ir kairei rankai.

### Gaminio ypatumai:

- megzta audinys elastingas ir laidus orui;
- besiūlē technologija;
- užmaunamas.



PASTABA: dilbio apimtis matuojama 5 cm žemiau alkūnės sąnario.



Dydis	1	2	3	4	5
cm	20–23	23–27	27–30	30–32	32–35





## ALKŪNĖS ĮTVARAS RT 3-5-1

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

### Indikacijos:

- alkūnės sąnario nestabilumas;
- raumenų bei sausgyslių uždegimas (bursitas);
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- šildo alkūnės sąnarį;
- kompensuoja alkūnės raiščių laisvumą;
- mažina skausmą;
- mažina apkrovas alkūnės sąnariui.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti;
- standus, užmaunamas;
- papildomos sutvirtinančios juostos.



Dydis	XS*	S	M	L	XL
cm	23-25	25-27	27-30	30-33	33-36

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.

## ALKŪNĒS ĪTVARAS RT 3-5-2

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

Indikacijos:

- alkūnės sąnario uždegimas (epikondilitas);
- alkūnės sąnario patempimas.

Veikimo būdas:

- fiksuoja sausgyslę;
- mažina skausmą;
- gali padėti išvengti raumenų pertempimo fizinio krūvio metu.

Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimčiai ir kompresijai reguliuoti;
- pelotas mažina apkrovas sausgyslei.



5 cm

Dydis	XS*	S	M	L
cm	23-25	25-27	27-30	30-33

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.





## PIRŠTO ĮTVARAS RT 0-1-1

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- pirmojo delnakaulio traumos (lūžiai, sumušimai, piršto raiščių patempimai);
- sausgyslių uždegimai;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- plastikinis fiksatorius nykščio judesio ribojimui;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio, laidaus orui;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti;
- plastikinis fiksatorius.



Dydis	XS	S	M	L
K/D, cm	12-14	14-16	16-18	18-20

Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.



## RIEŠO ĮTVARAS RT 0-1-2 / RIEŠO ĮTVARAS RT 0-1-5

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- riešo sąnario kanalo sindromas;
- raiščių ir sausgyslių patempimas;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stabilizuoja riešo sąnarį;
- mažina skausmą;
- mažina riešo sąnariui tenkantį krūvį.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio, laidaus orui (RT 0-1-2) / pagamintas iš tekstilinio audinio (RT 0-1-5);
- kibi juosta apimčiai ir kompresijai reguliuoti;
- kilputė per nykštį, neleidžia gaminiui keisti padėties.

**Dydis** - universalus. Kairė arba dešinė pusė. Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.





## RIEŠO ĮTVARAS RT 1-8-3

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- riešo sąnario kanalo sindromas;
- raiščių ir sausgyslių patempimas;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stabilizuoja ir šildo riešo sąnarį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimčiai ir kompresijai reguliuoti.



Dydis	XS	S	M	L
cm	12-14	14-16	16-18	18-20

# RIEŠO – PLAŠTAKOS ĮTVARAS RT 1–8–6

Stiprumo lygis: vidutinis **x x x x**

## Indikacijos:

- riešo kanalo sindromas, tendovaginitas;
- riešo sąnario traumas (patempimai, plyšimai, lūžiai);
- reabilitacijos laikotarpis;
- traumų prevencija.

## Veikimo būdas:

- fiksuoja riešą ir plaštaką reikiamoje padėtyje,
- tolygiai paskirsto, mažina krūvį riešo sąnariui;
- mažina skausmą;
- sumažinta kompresija įtvaro galuose padeda išvengti kraujotakos sutrikimų;
- tolygus apspaudimas užtikrina dėvėjimo komfortą.

## Gaminio ypatumai:

- anomiškai išmegztas gaminy, naudojant 3 D technologiją;
- megztas audinys elastingas ir laidas orui;
- kibi juosta stiprumui reguliuoti;
- standus aliuminio fiksatorius (esant poreikiui, galima išimti);
- silikoninis pelotas izoliuotas medvilniniu audiniu;
- užmaunamas.



laidus orui



Dydis	XS*	S	M	L
K/D, cm	12–14	14–16	16–18	18–20

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminy negražinamas.  
Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.





## RIEŠO – PLAŠTAKOS ĮTVARAS RT 1–8–2

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

### Indikacijos:

- riešo kanalo sindromas, tendovaginitas;
- riešo sąnario traumos (patempimai, plyšimai, lūžiai);
- reabilitacijos laikotarpis;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- fiksuoja riešą ir plaštaką reikiamoje padėtyje;
- tolygiai paskirsto, mažina krūvį riešo sąnariui;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- 3 kibios juostos apimčiai ir stiprumui reguliuoti;
- standus aliuminio ir 2 plastikiniai fiksatoriai (esant poreikiui, galima išimti);
- apgaubiamas.



Dydis	XS*	S	M	L
K/D, cm	12–14	14–16	16–18	18–20

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.  
Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.





## RIEŠO – PLAŠTAKOS ĮTVARAS RT 1–8–4

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

### Indikacijos:

- riešo kanalo sindromas, tendovaginitas;
- riešo sąnario traumos (patempimai, plyšimai, lūžiai);
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- fiksuoja riešą ir plaštaką reikiamoje padėtyje;
- tolygiai paskirsto, mažina krūvį riešo sąnariui;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:



- pagamintas iš tekstilinio audinio, laidaus orui;
- 3 kibios juostos apimčiai ir stiprumui reguliuoti;
- standus aliuminis ir 2 plastikiniai šoniniai fiksatoriai (esant poreikiui, galima išimti);
- užmaunamas.



Dydis	XS*	S	M	L
K/D, cm	12–14	14–16	16–18	18–20

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.  
Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.





## KRŪTINĖS – JUOSMENS ĮTVARAS KR 1-14-1

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- ydinga laikysena;
- nedidelio laipsnio kifozę.

### Veikimo būdas:

- formuoja taisyklingos laikysenos įprotį.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš elastingės medžiagos;
- tamprios juostos apimčiai reguliuoti.



Dydis	XXS*	XS	S	M	L*
cm	55–65	65–75	75–85	85–95	95–105

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminyš negrąžinamas.

# KRŪTINĖS – JUOSMENS ĮTVARAS KR 1–17

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

## Indikacijos:

- ydinga laikysena;
- juvenilinė stuburo osteochondrozė;
- nedidelio laipsnio kifozė, lordozė;
- nervų, raumenų, raiščių uždegimas, patempimas.

## Veikimo būdas:

- koreguoja ydingą laikyseną;
- metaliniai fiksatoriai tolygiai paskirsto ir nukrauna stuburui tenkantį krūvį;
- mažina skausmą;
- formuoja taisyklingos laikysenos įprotį.

## Gaminio ypatumai:


- pagamintas iš elastingės medžiagos;
- metaliniai fiksatoriai nugaros srityje;
- elastingi diržai apimčiai bei laikysenos korekcijai (reklonavimui) reguliuoti.



Dydis	XS*	S	M	L	XL	XXL	3XL*	4XL*
a, cm	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130
h, cm	36–41	38–43	40–45	42–47	44–49	46–51	47–52	48–53

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.





## KAKLO – KRŪTINĖS ĮTVARAS KR 1–6

Stiprumo lygis: stiprus **X X X X**

### Indikacijos:

- ydinga laikysena;
- raktikaulių lūžiai;
- nedidelio laipsnio kifozė;
- įvairios krūtinės deformacijos.

### Veikimo būdas:

- mažina skausmą;
- stipriai reklinuoja;
- riboja judesius.

### Gaminio ypatumai:

- platūs minkšti reclinavimo diržai;
- papildomos prisegamos pagalvėlės (didesnis komfortas);
- diržai apimčiai bei laikysenos korekcijai (reclinavimui) reguliuoti.

PASTABA: matuoti nuo septintojo kaklo slankstelio įstrižai per petį, priekyje žemyn, pro pažastį ir iki apatinio mentės kampo.



20



Dydis	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	25–30	30–35	35–40	40–45	45–50	50–55	55–60

## JUOSMENS – KRYŽKAULIO JTVARAS KR 0-17-6

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- pilvo srities operacijos;
- po gimdymo;
- reabilitacijos laikotarpiu.

### Veikimo būdas:

- lengvai apspaudžia juosmeninę dalį;
- prilaiko, padeda atsistatyti minkštiesiems audiniams po pilvo srities operacijų;
- padeda atstatyti raumenų tonusą, odos elastingumą (po gimdymo).

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš elastinės medžiagos;
- metaliniai fiksatoriai nugaros srityje;
- kibis užsegimas apimčiai ir stiprumui reguliuoti.



Dydis	S	M	L
cm	60–80	80–100	100–120





## JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS KR 0–18–2 (su dvigubu užsegimu)

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- pilvo srities operacijos;
- po gimdymo;
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- apspaudžia stuburo juosmeninę dalį;
- prilaiko minkštuosius audinius po pilvo srities operacijų;
- padeda atstatyti raumenų tonusą, odos elastingumą (po gimdymo).

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš elastinės medžiagos;
- standūs fiksatoriai nugarinėje dalyje;
- kibus užsegimas apimčiai ir stiprumui reguliuoti.

PASTABA: renkantis įtvarą ką tik pagimdžiusioms mamytėms, rekomenduojama rinktis vienu dydžiu mažesnę dydį, negu rekomenduojama pateiktoje dydžių lentelėje.



Dydis	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	60–70	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120



# JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS KR 0–17–3

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

## Indikacijos:

- juosmens srities skausmas, stuburo nervinių šaknelių uždegimas (radikulopatija);
- juosmens srities raumenų ir raiščių patempimas;
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

## Veikimo būdas:

- stabilizuoja stuburo juosmeninę dalį;
- mažina skausmą;
- plastikiniai fiksatoriai tolygiai paskirsto ir nukrauna stuburui tenkantį krūvį;
- silikoninė pagalvėlė masažuoja juosmens – kryžkaulio sritį.

## Gaminio ypatumai:

- anatomiškai išmegztas gaminy, naudojant 3 D technologiją;
- megztas audinys elastingas ir laidus orui;
- nuimamas silikoninis pelotas su dygliukais nugaros srityje;
- plastikiniai fiksatoriai, pritvirtinti vidinėje pusėje;
- patogus kibus (suformuotos kišenėlės) užsegimas apimčiai ir stiprumui reguliuoti;
- besiulė technologija- komfortiškas dėvėti.



Dydis	S*	M	L	XL	XXL	3XL*
cm	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminy negrąžinamas.



laidus orui





## JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS KR 0–20/ KR 0–23 (pilnesnės kūno konstitucijos žmogui)

Stiprumo lygis: stiprus **X X X X**

### Indikacijos:

- juosmens srities skausmas, stuburo nervinių šaknelių uždegimas (radikulopatija);
- juosmens srities raumenų ir raiščių patempimas;
- reabilitacijos laikotarpis;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stabilizuoja stuburo juosmeninę dalį;
- mažina skausmą;
- plastikiniai fiksatoriai tolygiai paskirsto ir nukrauna stuburui tenkantį krūvį.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš elastinės medžiagos;
- standūs fiksatoriai nugarinėje dalyje bei lankstūs fiksatoriai šonuose;
- kibus užsegimas ir papildomi diržai (KR 0-20) apimčiai ir stiprumui reguliuoti.



Dydis	XS*	S	M	L	XL	XXL
cm	60–70	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.





# JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS KR 0–26

Stiprumo lygis: labai stiprus **X X X X**

## Indikacijos:

- juosmens srities skausmai po radikulito;
- paūmėjus osteochondrozei;
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

## Veikimo būdas:

- tvirtai fiksuoja juosmeninę stuburo dalį;
- riboja judesius;
- plastikiniai fiksatoriai tolygiai paskirsto ir nukrauna stuburui tenkantį krūvį.

## Gaminio ypatumai:

- su standžiais modeliuojamaisiais fiksatoriais;
- papildomas reguliuojamas užsegimas.



Dydis	XS*	S	M	L	XL	XXL	Ūgis
a+b/2, cm	<70	70-85	85-97	97-105	105-115	>115	>165



laidus orui



## Naujiena



## KELIO GIRNELĖS ĮTVARAS SpecialFIX® Patella Strap

Stiprumo lygis: lengvas **x x x x**

### Indikacijos:

- blauzdikaulio šiurkštumos osteochondropatija;
- girelės raiščio patempimas.

### Veikimo būdas:

- tolygiai paskirsto girelės raiščiui tenkantį krūvį.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinių audinių;
- kibi juosta apimčiai ir prispaudimui reguliuoti.

**Dydis** - universalus.



## KELIO ĮTVARAS KT 3–8–14

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: lengvas **x x x x**

### Indikacijos:

- kelio sąnario lėtinės ligos;
- skausminis sindromas;
- lengvas kelio sąnario raiščių, raumenų pažeidimas.

### Veikimo būdas:

- šildo kelio sąnarį;
- lengvai centruoja girnelę;
- tolygiai priglunda ir lengvai apspaudžia;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinių audinių;
- kibi juosta apimčiai ir stiprumui reguliuoti;
- lengvas šoninis sutvirtinimas;
- patogus užsidėti (apgaubiant kelio sąnarį, atviras);
- lengvai prisitaiko prie kojos formos;
- tinka ir kairei, ir dešinei kojai.

Dydis - universalus.





## ELASTINIS KELIO ĮTVARAS MEDI 601



Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- lėtinės degeneracinės sąnarių ligos;
- kelio sąnario uždegimai.

### Veikimo būdas:

- tolygiai priglunda ir lengvai apspaudžia;
- kompresija mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- megztas audinys elastingas ir laidus orui;
- besiulė technologija;
- užmaunamas.

PASTABA: matuojame: šlaunies apimtį - į viršų 15 cm nuo kelio sąnario vidurio, blauzdos apimtį - į apačią 5 cm nuo kelio sąnario vidurio.



Dydis	1	2	3	4	5	6	7
f, cm	37-40	40-43	43-46	46-49	49-52	52-55	55-58
d, cm	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46



## KELIO ĮTVARAS SoftFIX® Genu

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: vidutinis **x x x x**

### Indikacijos:


- kelio skausmas, patinimas;
- raiščių ar sausgyslių pažeidimas;
- įvairios kilmės girnelės patologijos;
- sausgyslių ar raiščių uždegimas;
- kelio sąnario nestabilumas.



### Veikimo būdas:

- stabilizuoja kelio sąnarį;
- silikoninis žiedas centruoja girnelę;
- tolygiai priglunda ir apspaudžia;
- lankstūs šoniniai fiksatoriai stabilizuoja kelio sąnarį;
- didesnio tamprumo zonos įtvaro galuose netrikdo kraujotakos;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- anatomiškai išmegztas gaminys, naudojant 3D technologiją;
- audinys elastingas ir laidus orui;
- su sidabro jonais (antibakterinis poveikis);
- ypač komfortiškas dėl didelio gijų skaičiaus;
- silikonu dengtas gaminio krašteliu mažina smukimą;
- korėta struktūra pakinklio zonoje (itina laidus orui).



Spalvos	Dydis	S	M	L	XL	XXL
 pilka	Apimtis a viršuje, cm	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56
 kūno	Apimtis b apačioje, cm	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46

Užsakant prašome teirautis dėl spalvos.





## KELIO ĮTVARAS KT 3-8-5

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

### Indikacijos:

- kelio sąnario skausmas, sąnario kremzlės ligos;
- kelio sąnario raiščių pažeidimas ir raumenų patempimas;
- girnelės nestabilumas;
- traumų prevencijai sportuojant;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- šildo kelio sąnarį;
- centruoja girnelę;
- tolygiai priglundą, optimaliai apspaudžia;
- mažina kelio sąnariui tenkantį krūvį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- 4 metaliniai lankstūs fiksatoriai;
- papildomos kibios nuimamos juostos apimčiai ir kompresijai reguliuoti;
- standus, užmaunamas.



Dydis	XS*	S*	M	L	XL	XXL*
cm	30-33	33-36	36-40	40-44	44-46	46-50

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.



## KELIO ĮTVARAS KA 3-3-1-2

Stiprumo lygis: stiprus **x x x x**

### Indikacijos:

- kelio sąnario raiščių pažeidimas (plyšimas, patempimas);
- įvairios cerebrinio paralyžiaus formos (tetraplegija, paraplegija);
- kelio sąnario nestabilumas;
- reabilitacijos laikotarpiu;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stabilizuoja kelio sąnarį;
- pasižymi apspaudžiančiuoju ir šildomuoju poveikiu;
- lankstai tolygiai paskirsto ir nukrauna kelio sąnariui tenkantį krūvį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iš tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti;
- 2 aliuminio šoniniai lankstai;
- papildomos juostos stabilizavimui reguliuoti.



Dydis	S*	M	L	XL	XXL*
cm	33–36	36–40	40–44	44–46	46–50

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.



## KELIO ĮTVARAS KT 3-5-0



Stiprumo lygis: labai stiprus **XXXX**

### Indikacijos:

- kelio sąnariui fiksuoti;
- esant uždegimui, raiščių bei sausgyslių patempimui;
- hemartrozei, gonartrozei;
- teikiant pirmąją medicinos pagalbą;
- po kelio sąnario operacijų.

### Veikimo būdas:

- fiksuoja kelio sąnarį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- tekstilinis tinklinis audinys (laidus orui);
- kibios juostos apimčiai reguliuoti;
- itin lengvas;
- tvirtos aliuminio juostos;
- silikonu dengtas paviršius (mažina smukimą).



Dydis	XS*	S	M	L	XL*
Storiausia šlaunies vieta <b>a</b> , cm	38–43	44–48	49–53	54–58	59–63
Storiausia blauzdos vieta <b>b</b> , cm	28–32	33–36	37–40	41–44	45–48

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.





## ČIURNOS ĮTVARAS SoftFIX® Malleo

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: lengvas **x x x x**

### Indikacijos:

- čiurnos skausmas;
- raiščių ar sausgyslių pažeidimas;
- sausgyslių uždegimas;
- reabilitacijos laikotarpis.

### Veikimo būdas:

- apspaudžia ir lengvai sutvirtina čiurnos sąnarį;
- silikoniniai pelotai tolygiai paskirsto krūvį į aplinkinius audinius;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- anatomiškai išmegztas gaminy, naudojant 3D technologiją;
- audinys elastingas ir laidas orui;
- su sidabro jonais (antibakterinis poveikis);
- ypač komfortiškas dėl didelio gijų skaičiaus;
- papildoma užmautė palengvina užsimovimą.



Spalvos	Dydis	S	M	L	XL
■ pilka					
■ kūno	cm	19–21	21–23	23–25	25–27

Užsakant prašome teirautis dėl spalvos.





## KULKŠNIES – PĒDOS ĪTVARAS KT 0-4-1

Stiprumo lȳgis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- ȳurnos sȳnario uȳdegimas;
- ȳurnos sȳnario raiȳȳiȳ, sausgysliȳ, raumenȳ patempimas.

### Veikimo bȳdas:

- lengvai apspaudȳia ir űildo.

### Gaminio ypatumai:

- pagamintas iȳ standaus tekstilinio audinio;
- kibi juosta apimȳiai reguliuoti.



Dydis	XS*	S	M	L	XL*
cm	20-24	24-28	28-32	32-36	36-39

\*gaminamas pagal poreikȳ; individualiai uȳsakytas gaminys negrȳžinamas.



## ELASTINIS KULKŠNIES – PĒDOS ĪTVARAS MEDI 501

medi

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikācijas:

- lētinās čirnos sēnario ligos.

### Veikimo būdas:

- lengvai apspaudžia čirnos sēnarij;
- mažina skausmā.

### Gaminio ypatumai:

- megzta audinys elastingas ir laidus orui;
- besiūlė technologija;
- užmaunamas;
- tinka ir dešinei, ir kairei kojai.



Dydis	1	2	3	4	5	6
cm	17–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30





## KULKŠNIES – PĒDOS ĮTVARAS KT 0–2–2

Stiprumo lygis: lengvas **X X X X**

### Indikacijos:

- čiurnos sąnario traumos, operacijos;
- čiurnos sąnario uždegimas;
- sąnario artrozė;
- nestabilumas;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- sutvirtina čiurnos sąnarį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- tekstilinis tinklinis audinys (laidus orui);
- lengvai pritaikomas į avalynę;
- 4 plastikiniai fiksatoriai šoninėse dalyse;
- 2 plastikiniai fiksatoriai priekinėje dalyje;
- suvarstomas (apimčiai ir stiprumui reguliuoti);
- kilpelė gaminio užsidėjimui palengvinti;
- užmautė - palengvins įtvaro užsidėjimą.



Dydis	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–36	36–39

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.



## KULKŠNIES – PĒDOS ĪTVARAS KT 0–2–1

Pagaminta Lietuvoje



Stiprumo lygis: stiprus **x x x x**

### Indikacijos:

- čiurnos sąnario traumas (raiščių, sausgyslių plyšimai, kaulų lūžiai);
- pooperacinė rehabilitacija;
- čiurnos sąnario lėtinės ligos;
- nestabilumas;
- traumų prevencija.

### Veikimo būdas:

- stipriai sutvirtina čiurnos sąnarį;
- mažina skausmą.

### Gaminio ypatumai:

- tekstilinis audinys (laidus orui);
- papildomi diržai (imituoja kineziologinį teipavimą „aštuoniuke“);
- 4 plastikiniai fiksatoriai šoninėse dalyse;
- 2 plastikiniai fiksatoriai priekinėje dalyje;
- patogus suvarstymas – palengvina užsidėjimą.



Dydis	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–36	36–39

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminytis negrąžinamas.





## KULKŠNIES – PĒDOS ĪTVARAS KT 0–2–0

Stiprumo lygis: stiprus **X X X X**

### Indikacijos:

- čiuornos sąnario traumas (raiščių, sausgyslių patempimas, plyšimas, kaulų lūžiai);
- sausgyslių, raumenų, nervų, antkaulio uždegimas;
- čiuornos sąnario nestabilumas;
- pooperacinė rehabilitacija.

### Veikimo būdas:

- itin stipriai sutvirtina čiuornos sąnarį;
- mažina skausmą;

### Gaminio ypatumai:

- tekstilinis audinys (laidus orui);
- dvigubas varstymas (itin tvirta fiksacija);
- 4 plastikiniai fiksatoriai šoninėse dalyse;
- 2 plastikiniai fiksatoriai priekinėje dalyje;
- užmautė - palengvins įtvaro užsidėjimą.



Dydis	XS*	S	M	L	XL
cm	20–24	24–28	28–32	32–36	36–39

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negražinamas.

\*parduodama, kol yra prekės likučių.



## KIRKŠNIES – IŠVARŽOS TVARSTIS BB 1-6

Stiprumo lygis: vidutinis **x x x x**

### Indikacijos:

- neoperuotinos arba recidyvinės kirkšnies išvaržai (išvaržoms) suveržti ir išlaikyti vietoje.

### Gaminio ypatumai:

- kibi juosta apimčiai reguliuoti;
- 1 arba 2 pelotai;
- dirželis išvaržos fiksavimui reguliuoti.

Gali būti kairiajai / dešiniajai pusei arba dvipusis.

### Veikimo būdas:

- peloto (-ų) pagalba prilaikoma išvarža (-os).



Dydis	XS*	S	M	L
K/D, cm	90–95	95–100	100–105	105–110

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negrąžinamas.  
Užsakant prašome nurodyti gaminio pusę.





## KLUBŲ ABDUKCINIS ĮTVARAS FP 2

Stiprumo lygis: vidutinis **x x x x**

### Indikacijos:

- klubo sąnario displazija.

### Veikimo būdas:

- užtikrina taisyklingą šlaunikaulio padėtį gūžduobės atžvilgiu.

### Gaminio ypatumai:

- lipnūs dirželiai apimčiai reguliuoti.



40



Dydis	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL*	4XL*	5XL*
cm	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

\*gaminamas pagal poreikį; individualiai užsakytas gaminys negražinamas.



## JUOSMENS ĮTVARAS KVP 6-6-1 (būsimai mamai)

Stiprumo lygis: vidutinis **X X X X**

### Indikacijos:

- rekomenduojama dėvėti nėštumo metu (nuo 4-5 mėnesio).

### Veikimo būdas:

- prilaiko pilvą ir apsaugo nuo odos pertempimo;
- sumažina stuburo juosmeninei daliai tenkantį krūvį;
- mažina nugaros skausmus;
- padeda išlaikyti taisyklingą laikyseną;
- sumažina spaudimą į dubens sritį ir leidžia aktyviai judėti.

### Gaminio ypatumai:

- anatomicškai išmegztas gaminy, naudojant 3 D technologiją;
- megztas audinys elastingas ir laidus orui;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti.



Dydis	S	M	L	XL	XXL*
cm	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140



laidus orui





## JUOSMENS ĮTVARAS KVP 6-6 (būsimai mamai)

Stiprumo lygis: stiprus **X X X X**

### Indikacijos:

- rekomenduojama dėvėti nėštumo metu (nuo 4-5 mėnesio).

### Veikimo būdas:

- prilaiko pilvą ir apsaugo nuo odos pertempimo;
- sumažina stuburo juosmeninei daliai tenkantį krūvį;
- mažina nugaros skausmus;
- padeda išlaikyti taisyklingą laikyseną;
- sumažina spaudimą į dubens sritį ir leidžia aktyviai judėti.

### Gaminio ypatumai:

- anatomiškai išmegztas gaminytis, naudojant 3 D technologiją;
- megztas audinys elastingas ir laidus orui;
- kibi juosta apimčiai reguliuoti;
- stiprumo reguliavimas papildomu nusegamu diržu.



42



laidus orui




Dydis	S	M	L	XL	XXL*
cm	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140

## LIEMENĖLĖ MAITINIMUI 5710 / 5704

- su medvilne, be siūlių ir sagtelių;
- ypač patogi ir puikiai prisitaiko prie didėjančios krūtinės apimtys.

Dydžiai (pagal krūtinės apimtį): S, M, L, XL, XXL.

Spalva: balta.



Dydis	S	M	L	XL	XXL
Krūtinės apimtis	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm

## KELNAITĖS BESILAUKIANČIOMS 5100 / PO GIMDYMO 5200

- pagamintos pagal besiūlę technologiją;
- su medvilne, todėl švelniai priglunda prie odos;
- ypatinga konstrukcija ties pilvu ir juosmeniu.


Dydžiai: S, M, L, XL.

Spalva: kūno.



Dydis	S	M	L	XL
Liemens apimtis C,cm	60	67	75	83
Klubų apimtis D,cm	85	91	99	107

# RELAXSAN®



Kilmės šalis: Italija





## MASAŽINIAI ANTICELIULITINIAI GAMINIAI



- unikalios konstrukcijos „korėtas“ audinys nuolatos masažuoja, minkština odą ir veiksmingai kovoja su celiulitu;
- besiūlė mezgimo technologija ir orui laidus audinys garantuoja maksimalų komfortą dėvint;
- nevaržo judesių, tinka dėvėti kasdien po drabužiais ar sportuojant;
- Sanitized® technologija užtikrina antibakterinę poveikį.

### Modeliai:

- Šortai iki kelių paaukštintu liemeniu (art.113);
- Šortai žemiau kelių paaukštintu liemeniu (art. 323);
- Ilgos tamprės paaukštintu liemeniu (art. 133).

Dydžiai: S/M; M/L; L/XL; XXL.

Spalva: juoda.

Netinkami dėvėti nėštumo metu.



Dydis	S/M	M/L	L/XL	XXL
Liemens apimtis A, cm	61–70	67–76	73–85	82–96
Klubių apimtis B, cm	85–94	91–100	97–108	105–118



## PROFILAKTINĖS KOMPRESINĖS KOJINĖS

- optimaliai apspaudžia kojas ir skatina kraujo apytaką;
- mažina kojų nuovargį ir tinimą, saugo nuo venų išsiplėtimo;
- elegantiškos, praktiškos ir patogios.

Pasak specialistų, profilaktines kompresines kojines turėtų mūvėti kiekviena moteris, norinti išsaugoti sveikas ir gražias kojas. Jos puikiai dera tiek prie kasdienės dalykinės, tiek ir prie proginės aprangos.

### Rekomenduojama mūvėti:

**70 den (12-17 mmHg)** – venų išsiplėtimo profilaktikai dirbant sėdimą ar stovimą darbą.

**140 den (18-22 mmHg)** – esant venų nepakankamumui, ankstyvoje venų išsiplėtimo stadijoje; nėščiosioms venų ligų profilaktikai.

**280 den (22-27 mmHg)** – esant lėtiniam venų nepakankamumui, išsiplėtus kojų venoms, po operacijų, trombozės profilaktikai.

## RELAXSAN PRESTIGE LINIJA – ypač elastingos ir elegantiškos pusiau permatomos kojines

### 140 den (18–22 mmHg):

- pėdkelnės.

Spalvos:



Dydžių lentelė pateikta – 47 psl.

**RELAXSAN®**



**RELAXSAN®**



## RELAXSAN BASIC LINIJA – permatomos klasikinės kojinės

### 70 den (12–17 mmHg):

- kojinės iki kelių;
- pėdkelnės.

### 140 den (18–22 mmHg):

- kojinės iki kelių;
- kojinės iki kirkšnies;
- pėdkelnės.

### 140 den PLUS (22–27 mmHg):

- pėdkelnės.

### 280 den (22–27 mmHg):

- kojinės iki kelių (su atvirais arba uždariais pirštų galais, rudos spalvos);
- iki kirkšnies (su atvirais pirštų galais, rudos spalvos);
- pėdkelnės.

Užmautė – palengvins kojinių užsidėjimą, atvirais pirštų galais.

Spalvos:

-  Ruda
-  Juoda

Dydžių lentelė pateikta – 47 psl.

## RELAXSAN MICROFIBER LINIJA – minkštos ir matinės kojinės

**70 den (12–17 mmHg); 140 den (18–22 mmHg):**

- juodos spalvos;
- kojinės iki kelių (tik 140 den);
- pėdkelnės;
- pėdkelnės nėščiosioms su reguliuojamo dydžio įsiuvu.

*Relaxsan Prestige, Basic, Microfiber kojinių parinkimo dydžių lentelė:*

Dydis	1	2	3	4	5
Ūgis/cm	154–162	158–166	162–174	166–182	174–190
Svoris/kg	43–53	48–63	58–73	63–83	68–93

**Vyrams 140 den (18–22 mmHg) kojinės iki kelių**

rekomenduojamos mūvėti aktyviai sportuojant, keliaujant, dirbant sėdimą ar stovimą darbą. Šias kojines pamėgo mūvėti ir moterys.

- su medvilne – juodos spalvos;
- su pieno proteinais (ypač minkštos) – tamsiai mėlynos spalvos.

*Kojinės su medvilne / su pieno proteinais dydžių lentelė:*

Kojinių dydis	2	3	4	5	6
Batų dydis	37–39	39–41	41–43	43–45	45–47

Kilmės šalis: Italija




## PROFILAKTINĖS KOMPRESINĖS KOJINĖS

KOJINĖS IR VYRAMS,  
IR MOTERIMS



### Gilofa Travel – kelioninės kojinės (18–21 mmHg)

- iki kelių, juodos spalvos;
- paminkštintas padas suteikia daugiau komforto;
- dėl specialios pluošto struktūros palaikomas drėgmės balansas, todėl išvengiama nemalonaus kojų kvapo.



Apimtis	S / I	M / II	L / III	XL / IV
C–plačiausia blauzdos apimtis (cm)	30–36	34–41	39–47	43–51
B–čiurnos apimtis (cm)	19–21	21,1–24	24,1–27	27,1–31
Batų dydis	35–38	39–42	43–46	47–50



### Sockwell kompresinės kojinės su Merino vilna (15-20 mmHg)

- iki kelių, gausus raštų pasirinkimas;
- sudėtyje yra Merino vilnos ir bambuko pluošto;
- neutralizuoja kvapus, užtikrina higieną ir termoreguliaciją, išgarina drėgmę;
- ir vyrams, ir moterims.

Kilmės šalis: Vokietija / JAV



## MEDICININĖS KOMPRESINĖS KOJINĖS – 1, 2 KOMPRESIJOS KLASĖS

- efektyvi priemonė ilgalaikiam venų ligų gydymui;
- atitinka medicinos prietaisams keliamus reikalavimus pagal ES direktyvą;
- skirstomos į 4 kompresijos klases (**1 kompresijos klasė 18-21 mmHg**;
- **2 kompresijos klasė 23-32 mmHg**; 3 ir 4 kompresijos klasės yra užsakomos pagal poreikį);
- kojinių modeliai: iki kelių, iki kirkšnies, pėdkelnės; su atvirais ar uždarais pirštų galais;
- parenkamos kiekvienam pacientui individualiai – tiksliai išmatavus jo kojas nurodytose vietose.

### Lastofa

Minkštos, matinės, laidžios orui kojinės. Tinka ir vyrams, ir moterims.

### Memory

Elegantiškos ir ypač patogios kojinės, pasižyminčios švelniu blizgesiu.

### Bauerfeind Venotrain Micro

Švelnios ir minkštos kojinės, laidžios orui, išgarinančios drėgmę. Su papildomomis komforto zonomis.

### Operacinės kompresinės kojinės skirtos tromboembolijų profilaktikai:

- operacijų ir gimdymo metu;
- pooperaciniu laikotarpiu.

Užmautė palengvins kojinių užsidėjimą.

ofa bamberg

**BAUERFEIND®**



*Kokios kompresijos klasės kojinių reikia būtent Jums, geriausiai patars gydytojas – kraujagyslių chirurgas.*

Kilmės šalis: Vokietija

Pagaminta Lietuvoje



## AVALYNĖS ĮDĖKLAI

- išlaiko pėdas taisyklingoje padėtyje;
- tolygiai paskirsto pėdoms tenkantį krūvį;
- „nukrauna“ skausmingus taškus;
- mažina pėdų nuovargį ir tinimą.

### AUKŠTAS SKLIAUTAS:



### GS 7-2

- išformuotas išilginis ir skersinis skliautas;
- pagilinta kulno įduba;
- pagaminta iš perforuotos termoplastinės medžiagos;
- dydžiai 35-47.

### Viva High

- su didesniu / paaukštintu išilginiu skliautu;
- paminkštinta kulno dalis;
- padengtas natūralia oda;
- dydžiai 35-47.





### Viva (kasdienai)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- paminkštinta kulno dalis;
- dydžiai 36-46.



### Sport (sportui)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas tekstiliniu audiniu;
- paminkštinta kulno dalis;
- dydžiai 36-46.



### Worker (darbui)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- atsparus dilimui, minkštas ir ypač tvirtas;
- paminkštinta kulno dalis;
- padengtas anglies sluoksniu;
- dydžiai 37-46.



### Magic step plus

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- paminkštinta kulno dalis;
- dydžiai 36-45.



### Winter (žiemai)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia vilna;
- paminkštinta kulno dalis;
- dydžiai 37-46.



### Viva mini (3/4 ilgio)

- su išilginiu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- paminkštinta kulno dalis;
- dydžiai 37-45.



Kilmės šalis: Vokietija



## ŽEMAS SKLIAUTAS:



### Siesta (kojų gaivai)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- dydžiai 36-41.



### Relax (3/4 ilgio)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- dydžiai 37-42.



### Gelaxy silikoniniai

- padengtas mikropluošto audiniu, sugeriančiu drėgmę;
- dydžiai: 38/39 – 46/48.



### De luxe (3/4 ilgio)

- su išilginiu ir skersiniu skliautu;
- padengtas natūralia oda;
- dydžiai 36-42.



## ĮDĖKLAI VAIKAMS

- lengvai prilaiko išilginį skliautą;
- išlaiko pėdas taisyklingoje padėtyje;
- koreguoja čiurnos padėtį;
- stabilizuoja kulną;
- mažina skausmą pėdose ir aukščiau esančiuose sąnariuose.



### Joy

- su išilginiu skliautu;
- stabilizuoja kulną;
- padengtas versta oda;
- dydžiai: 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35.



### Bauerfeind

- su išilginiu skliautu;
- stabilizuoja kulną;
- dydžiai 28-36.



## ODINĖS PAKULNĖS

Padeda išlaikyti taisyklingą pėdų ašį, mažina Achilo sausgyslėms tenkantį krūvį, kompensuoja skirtingą kojų ilgį.



**Pedag correct**  
Dydžiai: M, L, XL.  
*pora*



**Pakulnės**  
Dydžiai: S, M, L.  
*pora*

## SILIKONINĖS PAKULNĖS

„Nukrauna“ skausmingas vietas, esant ataugoms, nuospaudoms, sergant diabetu.



**Pedag ultra heel**  
Dydžiai: S/M; L/XL.  
*pora*




**Pakulnės**  
Dydžiai: mini (36-38),  
midi (39-41), maxi (42-44).  
*pora*

## SILIKONINIAI TARPUPIRŠČIAI

Padeda išlaikyti taisyklingą pirštų padėtį, esant *Hallux valgus* deformacijai. Apsaugo nuo trinties ir nuospaudų.




**Tarpupirščiai**  
Dydžiai: mini, maxi,  
arba plokšti. *pora*



**Pedag tarpupirščiai**  
Dydžiai: S/M; L/X  
*pora*



**Su „žiedu“**  
Dydžiai: S, L.  
*vnt.*



**Su dviem „žiedais“**  
Dydis: universalus.  
*vnt.*



## SILIKONINIS TARPUPIRŠTIS SU ŠONINE DIDŽIOJO PIRŠTO APSAUGA



Dydis: universalus.  
*vnt.*




Su „žiedu“  
Dydis: universalus.  
*vnt.*

- apsaugo nuo trinties, nuospaudų ir nemalonių pojūčių;
- rekomenduojama, esant iššokusiems kauliukams bei kitoms pėdų deformacijoms.

Kilmės šalis: Vokietija / Ispanija

## SILIKONINĖ ATRAMA PLAKTUKINIAMS PIRŠTAMS



Su „žiedu“  
kairei arba dešinei  
kojai. *vnt.*



Su trim „žiedais“  
kairei arba dešinei  
kojai. *vnt.*

ELASTINĖ APSAUGA  
SU GELIU  
(KARPOMA, 15 CM)



Dydžiai: S, L.  
*vnt.*

ELASTINIS ŽIEDAS  
PIRŠTUI SU GELIO  
PAGALVĖLE



Dydžiai: S, M, L.  
*vnt.*

DIDŽIOJO PIRŠTO  
ATVEDĖJAS  
(NAKTIES METU)



Dydis: universalus.  
*pora*

SILIKONINĖ PAGALVĖLĖ  
SKERSINIAM SKLIAUTUI  
SU ŽIEDU PIRŠTUI



Dydis: universalus.  
*pora*



## KOMPENSACINĖ TECHNIKA



### Alkūninis ramentas (vnt.):

- aliuminio spalvos;
- komplektuojamas su guminiu (neslystančiu) antgaliu.

Kilmės šalis: Vokietija

### Ergodinaminis alkūninis ramentas (vnt.):

- 2 dydžių: M, L;
- amortizatorius sugeria smūgius, „minkština“ kiekvieną žingsnį;
- komplektuojami su guminiu (neslystančiu) antgaliu ir paminkštintomis rankenomis.

Kilmės šalis: Prancūzija



### Aliumininiai pažastiniai ramentai (vnt.):

- 3 dydžių: S, M ir L;
- komplektuojami su guminiu (neslystančiu) antgaliu;
- rankenos su paminkštšinimais.

Kilmės šalis: Kinija

### Medinė lazdelė su guminiu antgaliu ir plastikine rankena:

- šviesaus medžio;
- ruda;
- juoda.



400 401 402 405 408

### Metalinė reguliuojamo aukščio lazdelė su guminiu antgaliu ir plastikine rankena:

- sudedama – juoda;
- reguliuojamo aukščio – 400 / 401 / 402 / 405 / 408.

Kilmės šalis: Ispanija



## KOMPENSACINĖ TECHNIKA

### Vaikštynės

Įvairių rūšių reguliuojamo aukščio aliumininės vaikštynės. Galima užsisakyti paprasto arba žingsninio tipo, su ratukais arba be jų. Kilmės šalis: Ispanija

### Guminiai antgaliai lazdoms, ramentams arba vaikštynėms:

- juodi (be metalinės plokštelės) - 18, 20, 22 mm skersmens.
- pilki (su metaline plokštele) - 16, 18, 20, 22 mm skersmens.

Metalinė plokštelė tolygiai paskirsto ramento / lazdelės / vaikštynės atraminį krūvį.

### Žieminis antgalis su 5 smaigais



## PREKĖS SLAUGAI

### Basonai (su dangteliu)

- plastikiniai universalūs apvalūs basonai;
- plastikiniai vyriški basonai „ančiukai“ su patogia rankena ir talpos žymomis.

### Tualetu paaukštinimai

gali būti su dangčiu ar be jo.

**Aukštis:** 10 cm.

Grikių lukštų pagalvė dubens srities pragulų profilaktikai iš higieniškos medžiagos

Grikių lukštų pagalvėlės kulnų pragulų profilaktikai (2 vnt.)

Drėgmę absorbuojantis paklotas 90\*150 arba 100\*150 cm

Kilmės šalis: Vokietija / Lietuva

## MANKŠTAI IR MASAŽUI



### Masažiniai kamuoliukai ir ritinėliai

refleksinėms viso kūno zonoms (taip pat ir naujagimių) masažuoti. Masažas stiprina raumenis, gerina kraujotaką, tinka esant venų nepakankamumui ir celiulitui. Puikiai tinka atsipalaidavimui, mažina stresą, malšina raumenų, raiščių ir sąnarių skausmus.

#### Kamuoliukų skersmuo:

oranžinis kamuoliukas 60 mm;  
geltonas kamuoliukas 80 mm;  
mėlynas kamuoliukas 100 mm.

#### Ritinėlis:

ilgis 150 mm;  
skersmuo 60 mm.



### Kamuoliai ir arkliukai mankštai

lavina koordinaciją, pusiausvyrą ir taisyklingą laikyseną, stiprina nugaros ir pilvo raumenis.

Kamuolių skersmuo gali būti: 55 cm, 65 cm, 75 cm.

Gyvūnai mankštai: triušukai, arkliukai ir žirafos.

Galimos arklių spalvos: geltona, mėlyna ir raudona.

Galimos triušukų spalvos: rožinė, salotinė.

Galimos žirafų spalvos: geltona.



### Elastinė mankštos juosta (2,5 m ilgio)

juostų tamprumą galite pasirinkti pagal spalvą nuo silpniausios iki stipriausios didėjančia tvarka: raudona (tampriausia), žalia, mėlyna, juoda (stipriausia – mažiausiai tampri).

Kilmės šalis: Vokietija

# MASAŽUI IR MANKŠTAI

## Pėdų masažuokliai

medinis masažuoklis su guminiiais dygliukais:

- vienai arba;
- dvejoms kojoms.

## Nugaros masažuoklis

medinis masažuoklis nugarai su guminiiais dygliukais ir ilgomis rankenėlėmis, kad nugaros masažą galėtumėte atlikti savarankiškai.

## Rankos treniruoklis

rekomenduojamas pacientų reabilitacijai po įvairių ligų, pradedant stiprinti plaštakos raumenis.

## Lazdelė daiktams pakelti

lengva, su plastikine rankena. Griebtuvo gale įmontuotas magnetukas, kad būtų lengviau pakelti smulkius metalinius daiktus.

Ilgis: 81 ir 90 cm.

## Šildantis – šaldantis kompresas

daugkartinis geliu užpildytas universalus kompresas tinka tiek šildymui, tiek šaldymui. Padeda malšinti įvairios kilmės skausmus.

Kilmės šalis: Vokietija



## ANATOMIŠKAI IŠFORMUOTOS ŠLEPETĖS



### Anatomiškai išformuotos šlepetės

- padeda sumažinti kojų nuovargį ir skausmą;
- šlepečių viršutinė dalis pagaminta iš natūralių medžiagų (natūrali oda arba „frotte“ audinys);
- minkštas ir elastingas padas – puikiai amortizuoja.

**Tekstilinių** („frotte“) šlepečių dydžiai: 36-46.

Spalvos: mėlyna, raudona, ruda, žalia, pilka, juoda, ciklameno.

**Odinių atvirų** šlepečių dydžiai moterims: 36-41.

**Odinių atvirų** šlepečių dydžiai vyrams: 39-46.

Spalvos: balta, juoda, ruda, smėlinė.

**Odinių uždarų** šlepečių dydžiai: 36-46.

Spalvos: balta, juoda, ruda, smėlinė.

Kilmės šalis: Kroatija

## PROFILAKTINĖ AVALYNĖ VAIKAMS

- elastingas, lankstus ir neslystantis padas;
- tvirtas užkulnis – čiurnos fiksacijai;
- natūralios medžiagos leidžia pėdoms kvėpuoti;
- plati noselė nevaržo kojų pirštukų ir pėdučių judesius;
- lengvai reguliuojamas užsegimas;
- basutės, batukai, žieminė avalynė;
- dydžiai: 19-36.

sabalin

BARTEK



Podowell



P.S. PÖLKLING  
SCHUHE

## ORTOPEDINĖ / PATOGI AVALYNĖ



- specialūs modeliai su elastine viršutine dalimi puikiai prisitaiko prie pėdų deformacijų;
- reguliuojamų apimčių apavas tiks ir didelėms, ir nestandartinėms pėdoms;
- patogus reguliuojamas užsegimas kibiomis juostelėmis;
- lengvas ir neslystantis padas – patogiam ir saugiam avėjimui;
- dydžiai: moterims 37-41; vyrams 41-44.

Kilmės šalis: Prancūzija / Italija / Vokietija.



Copyright by BAUERFEIND ©

Dėl dydžių, kainų ir modelių - prašome teirautis.

## ĮTVARAI



Bauerfeind EpiPoint®



Bauerfeind EpiTrain®



Bauerfeind GenuTrain®



Bauerfeind OmoTrain®



Bauerfeind MalleoTrain®



Bauerfeind MalleoTrain® Plus



ORTOPEDIJOS TECHNIKA



[www.ortopedija.lt](http://www.ortopedija.lt)

### **Vilniuje:**

L. Asanavičiūtės g. 27A, tel. (8-5) 2731387  
PC „Akropolis“, Ozo g. 25, tel. (8-688) 92052

### **Kaune:**

Savanorių pr. 284, tel. (8-37) 787544  
PC „Mega“, Islandijos pl. 32, tel. (8-617) 73048

### **Klaipėdoje:**

M. Mažvydo al. 8, tel. (8-46) 412445  
Dragūnų g. 2, tel. (8-694) 77236

### **Panevėžyje:**

Smėlynės g. 2-2, tel. (8-45) 582063  
PC „Babilonas“, Klaipėdos g. 143A, tel. (8-611) 50807

### **Šiauliuose:**

Vilniaus g. 25, tel. (8-41) 524342

### **Ukmergėje:**

Vytauto g. 105, tel. (8-340) 63440

 Sveikatinė



[www.sveikatine.lt](http://www.sveikatine.lt)

